

RIC 312

Genesis AI 24 | 20 | 16

Intrigue AI 24 | 20 | 16

Rozwiązanie zauszne zasilane baterią powietrzno-cynkową to zupełnie nowa konstrukcja i dźwięk dla tych, którzy przyzwyczajeni są do klasycznej formy zasilania.



mRIC R


Genesis AI 24 | 20 | 16

Intrigue AI 24 | 20 | 16


Najmniejszy w branży ładowalny aparat słuchowy RIC z czujnikami ruchu, mRIC R jest o 20% mniejszy niż poprzednie modele mRIC i oferuje do 41h pracy na jednym ładowaniu akumulatora.



Dostępne kolory



Zakres dopasowania




Rozmiary baterii: 312

Kluczowe funkcje


	24 Kanały	20 Kanałów	16 Kanałów
Tłumacz	●		
Multiflex Tinnitus Pro	●	●	
Transkrypcja	●	●	
Tryb Edge +	●	●	●
Asystent smart	●	●	●
2-kierunkowe audio & Znajdź mój telefon*	●	●	●
Monitorowanie aktywności i zaangażowania	●	●	●
Powiadomienie o upadku	●	●	●
Przypomnienia & Samodiagnostyka	●	●	●
Automatyczne uśpienie	●	●	●
Tap Control (podwójne stuknięcie)	●	●	●
Słuchawka SnapFit 2.0 & Odbiornik w obudowie indywidualnej (65 dB UP - Ultra Power)	●	●	●
TeleHear & Rem Target Match	●	●	●
Akcesoria StarLink	●	●	●
My Starkey/My Audibel & Hear Share Apps	●	●	●

* 2-kierunkowe audio dostępne tylko w rozwiązaniach iPhone 11 i nowszych

Dostępne kolory



Zakres dopasowania



Kompatybilna ładowarka



Ładowarka Standard & Premium StarLink 2.0 dla rozwiązań mRIC R

Kluczowe funkcje

	24 Kanały	20 Kanałów	16 Kanałów
Tłumacz	●		
Multiflex Tinnitus Pro	●	●	
Transkrypcja	●	●	
Tryb Edge +	●	●	●
Asystent smart	●	●	●
2-kierunkowe audio & Znajdź mój telefon*	●	●	●
Monitorowanie aktywności i zaangażowania	●	●	●
Powiadomienie o upadku	●	●	●
Przypomnienia & Samodiagnostyka	●	●	●
Automatyczne uśpienie	●	●	●
Tap Control (podwójne stuknięcie)	●	●	●
Słuchawka SnapFit 2.0 & Odbiornik w obudowie indywidualnej (65 dB UP - Ultra Power)	●	●	●
TeleHear & Rem Target Match	●	●	●
Akcesoria StarLink	●	●	●
My Starkey/My Audibel & Hear Share Apps	●	●	●

* 2-kierunkowe audio dostępne tylko w rozwiązaniach iPhone 11 i nowszych